

## Ribbon® - Залепващи и подсилващи продукти

Ribbon Оригинал  
Ribbon THM  
Ribbon Ултра THM

### Съдържание:

#### Ribbon Стартер Кит съдържа:

Ribbon лента и ножица.

Ножицата за Ribbon е предназначена само за рязане на Ribbon- лентата.

Ножицата не е предназначена за други цели.

#### Ribbon Refill сет съдържа:

Ribbon - залепваща, подсилваща лента

**Декларация за ползване:** Ribbon лента подсилва денталните смоли.

**Препоръки за употреба:** Не докосвайте Ribbon лентата с ръце или латексови ръкавици, преди да нанесете смолата (бонда). Използвайте пинсета, клеща или памучни ръкавици, за да извършите манипулацията.

След нанасяне на смола (бонд), работете с Ribbon, както работите с композит (инструмент или ръкавици).

**Залепване на Ribbon към композит:** Навлажнете лентата Ribbon с ненапълнена смола (бонд). Вмъкнете навлажнения Ribbon в неполимеризирана напълнена композитна смола.

**Залепване на Ribbon към акрили:** Навлажнете Ribbon със смес от течност и прах. Вмъкнете Ribbon в неполимеризиран акрил.

**Полиране на Ribbon:** Подсилената лента не се полира. Покрийте Ribbon с напълнена композитна смола или акрил.

**Изхвърляне:** Няма специални препоръки.

## Само за професионална употреба.

### Ribbon® - Залепващи и подсилващи продукти

Made in the USA

US Patent - 9138298 Europe - 2731537

Germany - 6020120439866 - Japan - 特許第5922770号



Ribbon Inc.  
1904 Third Ave Suite 330  
Seattle, WA 98101 USA  
Tel: 206-340-8870, ribbon@ribbon.com  
www.ribbon.com



European Representative:  
Sigma Dental Systems  
Heideland 22  
24976 Handewitt  
Germany