

Návod k použití:

Ribbond® bondovací dlahovací páska

Ribbond-THM, Ribbond Ultra-THM

Original Ribbond, Ribbond-Triaxial

Obsah:

Ribbond starter kit obsahuje:

Ribbond® bondovací dlahovací pásku a nůžky.
Ribbond nůžky jsou určeny pouze pro střihání Ribbond pásky.

Ribbond refill kit obsahuje:

Ribbond® bondovací dlahovací pásku.

Použití: Ribbond dlahuje dentální pryskyřice

Manipulace: Před aplikací pryskyřice se nedotýkejte Ribbondu rukama nebo latexovými rukavicemi. Manipulujte s Ribbond pomocí kleští, pinzety nebo bavlněnými rukavicemi.

Po aplikaci pryskyřice manipulujte s Ribbond jako s pryskyřicí (nepudrované nástroje nebo rukavice).

Bondování Ribbond na kompozitum: Navlhčete Ribbond nenaplněnou bondovací pryskyřicí. Vložte Ribbond do nevytvrzeného kompozita.

Bondování Ribbondu k akrylátu: Navlhčete Ribbond volnou směsí tekutiny a prášku. Vložte Ribbond do nevytvrzeného akrylátu.

Leštění: Neleštit se. Pokryjte Ribbond naplněným kompozitem nebo akrylátem.

Likvidace: Žádná zvláštní opatření

Pouze pro profesionální použití.

Ribbond® bondovací dlahovací páska

Made in the USA

US Patent - 9138298 Europe - 2731537

Germany - 6020120439866 - Japan - 特許第 5 9 2 2 7 7 0 号



Ribbond Inc.
1904 Third Ave Suite 330
Seattle, WA 98101 USA
Tel: 206-340-8870, ribbond@ribbond.com
www.ribbond.com



European Representative:
Sigma Dental Systems
Heideland 22
D-24976 Handewitt
Germany