

Οδηγίες για τη συγκολλούμενη ενισχυτική ταινία Ribbond®

Ribbond-THM, Ribbond Ultra-THM Original Ribbond, Ribbond-Triaxial

Περιεχόμενο

Τα σετ αρχαρίων Ribbond περιέχουν:

Συγκολλούμενη ενισχυτική ταινία Ribbond® και ψαλίδι.

Το ψαλίδι της Ribbond χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κοπή της ταινίας Ribbond.

Το ψαλίδι δεν ενδείκνυται για άλλη χρήση.

Τα σετ αναπλήρωσης Ribbond περιέχουν:

Συγκολλούμενη ενισχυτική ταινία Ribbond®.

Δήλωση χρήσης: Η Ribbond ενισχύει οδοντορητίνες.

Μεταχείριση: Πριν απλώσετε τη ρητίνη, μην αγγίζετε την ταινία Ribbond με τα χέρια ή με λαστιχένια γάντια. Μεταχειρίζεστε τη Ribbond με λαβίδα, πένσα ή βαμβακερά γάντια.

Μετά την εφαρμογή της ρητίνης, μεταχειρίζεστε τη Ribbond όπως τη ρητίνη (με εργαλεία ή με γάντια χωρίς πούδρα).

Συγκόλληση της Ribbond σε σύνθετο υλικό: Βρέξτε τη Ribbond με αγέμιστη ρητίνη συγκόλλησης. Ενσωματώστε τη Ribbond μέσα στο ανεπεξέργαστο γεμισμένο σύνθετο υλικό.

Συγκόλληση της Ribbond σε ακρυλικό: Βρέξτε τη Ribbond με ένα χαλαρό μίγμα υγρού και σκόνης. Ενσωματώστε τη Ribbond μέσα στο ανεπεξέργαστο ακρυλικό.

Γυάλισμα της Ribbond: Οι ινώδεις ενισχύσεις δε γυαλίζονται. Σκεπάστε τη Ribbond με γεμισμένο σύνθετο υλικό ή ακρυλικό.

Απόρριψη: Χωρίς ειδική μεταχείριση

Μόνο για επαγγελματική χρήση

Ribbond® Bondable Reinforcement Ribbon

Made in the USA

US Patent - 9138298 Europe - 2731537

Germany - 6020120439866 - Japan - 特許第5922770号



Ribbond Inc.
1904 Third Ave Suite 330
Seattle, WA 98101 USA
Tel: 206-340-8870, ribbond@ribbond.com
www.ribbond.com



European Representative:
Sigma Dental Systems
Heideland 22
D-24976 Handewitt
Germany