

Instrukcja stosowania wzmacniających produktów wiążących Ribbond®

Ribbond-THM, Ribbond Ultra-THM,
Oryginalna taśma Ribbond, Ribbond-Triaxial

Zawartość:

Zestawy startowe Ribbond® zawierają:

Wiążącą taśmę wzmacniającą Ribbond® oraz nożyczki.

Nożyczki Ribbond przeznaczone są wyłącznie do cięcia włókien Ribbond.

Nożyczki nie są przeznaczone do innych celów.

Zestawy uzupełniające Ribbond zawierają:

Wiążącą taśmę wzmacniającą Ribbond®

Oświadczenie dotyczące zastosowania: Ribbond wzmacnia żywice dentystyczne.

Wymagania dotyczące obchodzenia się z produktem: Przed nałożeniem żywicy nie należy dotykać taśmy Ribbond dłońmi ani przez rękawiczki lateksowe. Ribbond należy chwycić pęsetą, szczypcami lub przez bawełniane rękawiczki.

Po nałożeniu żywicy należy nałożyć taśmę Ribbond w ten sam sposób (przy pomocy instrumentów lub przez niepodudrowane rękawiczki).

Łączenie taśmy wiążącej Ribbond z materiałami kompozytowymi: Nasączyć taśmę Ribbond żywicą wiążącą bez wypełniacza. Osadzić taśmę Ribbond na nietwardzonym kompozycie.

Łączenie taśmy wiążącej Ribbond z materiałami akrylowymi: Nasączyć taśmę Ribbond rzadką mieszaniną płynu i proszku. Osadzić taśmę Ribbond na nietwardzonym akrylu.

Polerowanie taśmy Ribbond: Wzmocnień z włókna nie należy polerować. Taśmę Ribbond należy przykryć wypełnieniem kompozytowym lub akrylowym.

Utylizacja: Bez specjalnych wymagań

Wyłącznie do użytku profesjonalnego

Wiążąca taśma wzmacniająca Ribbond®

Wyprodukowano w USA

US Patent - 9138298 Europe - 2731537

Germany - 6020120439866 - Japan - 特許第 5 9 2 2 7 7 0 号



Ribbond Inc.
1904 Third Ave Suite 330
Seattle, WA 98101 USA
Tel: 206-340-8870, ribbond@ribbond.com
www.ribbond.com



Przedstawiciel na Europę:
Sigma Dental Systems
Heideland 22
D-24976 Handewitt
Germany